

BioQuick® System

Szybki test do wykrywania pozostałości
antybiotyków w mleku




Dzięki naszemu szybkiemu testowi, kierowcy i operatorzy mogą z łatwością zbadać mleko surowe oraz pasteryzowane. Test można wykonać bezpośrednio w ciężarówce, w laboratorium, w recepcji lub nawet na farmie!

Testy Bioeasy są zawsze niezawodnym produktem zwiększającym poziom kontroli jakości mleka!


Wykonywanie testu

System BioQuick automatycznie zidentyfikuje test z kodu QR dostępnego na kasecie, automatycznie uruchamiając test i wyświetli wynik po zakończeniu badania.


Wyniki są w 100% wiarygodne i nie ma potrzeby ich sprawdzania.




Odmierz pipetą 100 µl mleka i dobrze wymieszaj



Włóż kasetkę do urządzenia



Wpisz informację o próbce



Wyniki testu wyświetlą się automatycznie

Zalety urządzenia

